


NUOVO P H E N I X L I B E R T Y

LA SOLUZIONE
COMPLETA PER GLI
ESPERTI

RIABILITAZIONE
PERINEALE
E FUNZIONALE



ADS Med

ADSMED di De Santis Alessandra

Sede Operativa: Via Chiantigiana, 239 50012 Grassano (Firenze)


Sede Legale: Via Sant'Isidoro 4/A 50023 Impruneta (Firenze)

Tel. +39 3392594908

P.IVA 07064810489- Cod.Fiscale DSNLSN71T67H703L

Mail. a.desantis@adsmed.it

Web www.adsmed.it









P H E N I X®
Care & Movement

PHENIX LIBERTY

PIÙ ERGONOMICO, PIÙ INTUITIVO, PIÙ SEMPLICE, MA SEMPRE
ALTAMENTE PROFESSIONALE

PHENIX Liberty è la soluzione per gli specialisti in perineologia, i gruppi e i reparti ospedalieri. Ultra completo.

Integra tutti i programmi e i protocolli nel suo sistema informatico e consente di trattare fino a quattro pazienti contemporaneamente. Combina competenza e facilità d'uso per la massima efficienza del lavoro di riabilitazione.

-  Informatica integrata
-  Polivalente
-  Oltre 250 programmi configurabili
-  Monitor e tastiera touch screen
-  Interfaccia semplice ed evoluta
-  Espandibile grazie alle opzioni



Tastiera sensibile con touchpad integrato



4 slot di ricarica per i POD

LE OPZIONI

POD universale

POD multipaziente

POD interferenziale
Manometro (da 1 a 3 canali).

Sonda

Pelvmetro



POD universale



POD multi-paziente



POD interferenziale



Manometro 1, 2 o 3 canali



sonda manometrica anorettale




pelvimetro

* In stimolazione e con 3 POD multipaziente opzionali

TUTTA L'ESPERIENZA PHENIX IN UN UNICO DISPOSITIVO



L'assistente terapeutico integrato nel vostro Liberty consente di ottenere i programmi di trattamento adattati e le azioni terapeutiche da svolgere in modo semplice e rapido. Compilate i sintomi clinici del vostro paziente barrando le caselle di un MCQ, fate clic! Il trattamento è programmato e salvato!



Qualità dell'elettrostimolazione e del biofeedback: la tecnologia PHENIX!

L'importanza di combinare un'elettrostimolazione di qualità con un biofeedback ottimizzato accelera il recupero sensorimotorio. La riabilitazione assistita da questa combinazione vincente è più efficace e permette di inserire il paziente in un programma di cura efficiente.



Riabilitazione in movimento.

Riteniamo che la valutazione o la riabilitazione del perineo e dell'apparato muscolo-scheletrico debbano essere effettuate nelle posture quotidiane del paziente. Grazie alla tecnologia wireless, PHENIX ha liberato i movimenti in modo che il paziente e l'assistente possano beneficiare di uno spazio in cui la mobilità è possibile!



POD Stimolazione/Biofeedback

Unità mobile che comunica con il sistema centrale. È il trasmettitore/ ricevitore senza fili che permette di riabilitare il paziente in movimento e in tutta sicurezza, libero da cavi di collegamento al dispositivo.



UN PERCORSO DI CURA EFFICIENTE

Bilancio

- Valutazione dei disturbi perineo-sfinterici in donne, uomini e bambini
- Valutazione dei disturbi neuro-periferici

Supporto

- Tutti i disturbi della continenza, il dolore perineale, la stipsi e la statica pelvica
- Disturbi locomotori: rafforzamento del controllo muscolare e motorio, dolore, ipertoni, anomalie sistemiche trofiche e circolatorie e compromissione neurologica

Analisi

- Migliorare la prescrizione
- Con un'analisi approfondita e dati di confronto, fate il punto sui risultati raggiunti durante le sessioni





State tranquilli, anche i nostri servizi sono esperti!

I nostri esperti sono al vostro fianco dal momento dell'acquisto del PHENIX, dalla formazione alla manutenzione. Sono consapevoli dei vostri vincoli commerciali e sono i vostri interlocutori privilegiati.

Formazione all'utilizzo

Corsi di formazione gratuiti che consentono di imparare a utilizzare il PHENIX e le sue numerose applicazioni terapeutiche.

Supporto continuo

Ulteriori corsi di formazione sono disponibili online su richiesta. Personalizzati, vengono erogati a distanza da un istruttore che vi guida in tempo reale nella gestione e nell'uso dell'attrezzatura.

Garanzia e assistenza

I nostri dispositivi e le loro periferiche sono garantiti per due anni per parti e manodopera (un'estensione della garanzia può essere (per un periodo massimo di 24 mesi dalla consegna).

Al di fuori del periodo di garanzia, tutte le nostre riparazioni sono garantite per 1 anno.

Contratto di manutenzione

Più di un'estensione di garanzia di due anni, Il contratto di manutenzione PHENIX è un'assicurazione di tranquillità che offre molti vantaggi.



ISO 13485

VIVALTIS è certificata ISO 13485 dal GMED. In conformità alle normative europee vigenti, il PHENIX Liberty è un dispositivo medico di Classe IIB.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UN MARCHIO DELLA SOCIETÀ VIVALTIS

www.vivaltis.com



VIVALTIS, CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA FISIOTERAPIA

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 Montpellier

Tel: (33) 4 67 27 48 89 - Fax: (33) 4 67 27 15 49

E-mail: marketing@vivaltis.com

SASU con un capitale di 249 520 € - Siret 42381946500034 APE 2660Z
N°Intracomunità FR61423819465

