

P H E N I X N A N O

LA SOLUZIONE PORTATILE ED ERGONOMICA

RIABILITAZIONE
PERINEALE
E FUNZIONALE



Distribuito da

ADSMed

ADSMED di De Santis Alessandra

Sede Operativa: Via Chiantigiana, 239 50012 Grassano (Firenze)


Sede Legale: Via Sant'Isidoro 4/A 50023 Impruneta (Firenze)

Tel. +39 3392594908

P.IVA 07064810489- Cod.Fiscale DSNLSN71T67H703L

Mail. a.desantis@adsmed.it

Web www.adsmed.it



P H E N I X®
Care & Movement

P H E N I X N A N O

PORTATE L'ESPERIENZA E LA TECNOLOGIA
PHENIX OVUNQUE CON VOI!

PHENIX Nano è la soluzione per i fisioterapisti di riabilitazione al di fuori dello studio. che esercitano a casa. Leggero e compatto, racchiude nel suo tablet i programmi e i protocolli necessari. Combina competenza, facilità d'uso, leggerezza e mobilità per la massima efficienza nel lavoro



Informatica integrata



Trasportabile



Da 80 a 180 programmi
configurabili



Schermo tattile



Interfaccia semplice ed
ergonomica

LE OPZIONI

POD universale

POD multi-paziente

(sulla versione Nano Physio Uro)

Manometro a 1 canale



POD Universale POD Multipaziente Manometria a 1 canale

LA SOLUZIONE MOBILE RIABILITAZIONE IN MOVIMENTO




L'assistente terapeutico Integrato nel vostro Nano, è possibile ottenere i programmi di trattamento appropriati e le azioni terapeutiche da intraprendere in modo semplice e rapido. Compilate i sintomi clinici del vostro paziente spuntando le caselle di un MCQ, cliccate! Il trattamento è programmato e salvato!



Riabilitazione in movimento

Riteniamo che la valutazione o la riabilitazione del perineo e dell'apparato muscolo-scheletrico debbano essere effettuate nelle posture quotidiane del paziente. Grazie alla tecnologia wireless, PHENIX ha liberato i movimenti in modo che il paziente e l'assistente possano beneficiare di uno spazio in cui la mobilità è possibile!



Qualità dell'elettrostimolazione e del biofeedback: la tecnologia PHENIX!

L'importanza di combinare un'elettrostimolazione di qualità con una II biofeedback ottimizzato contribuisce ad accelerare il recupero sensomotorio. La riabilitazione assistita da questa combinazione vincente è più efficace e permette di inserire il paziente in un programma di cura efficiente.



POD Stimolazione/Biofeedback Unità mobile che comunica con il sistema centrale. È il trasmettitore/ ricevitore senza fili che consente di riabilitare il paziente in movimento in un ambiente sicuro e protetto libero da cavi collegati al dispositivo.

SEMPLICE ED EFFICIENTE DA USARE

1 - Riportare i sintomi clinici del paziente tramite un MCQ

2 - L'assistente propone un protocollo globale in FSE/BFB adattato al paziente.

3 - Si può salvare il protocollo su una scheda paziente per avviare i programmi in modo semplice man mano che le sessioni procedono.





State tranquilli, anche i nostri servizi sono professionali!

I nostri esperti sono al vostro fianco dal momento dell'acquisto del PHENIX, dalla formazione alla manutenzione. Sono consapevoli dei vostri vincoli commerciali e sono i vostri interlocutori privilegiati.

Formazione sull'utilizzo

Corsi di formazione gratuiti che consentono di imparare a utilizzare il PHENIX e le sue numerose applicazioni terapeutiche.

Supporto continuo

Ulteriori corsi di formazione sono disponibili online su richiesta. Personalizzati, vengono erogati a distanza da un istruttore che vi guida in tempo reale nella gestione e nell'uso dell'attrezzatura.

Garanzia e assistenza

I nostri dispositivi e le loro periferiche sono garantiti per due anni per parti e manodopera (un'estensione della garanzia può essere (per un periodo massimo di 24 mesi dalla consegna).

Al di fuori del periodo di garanzia, tutte le nostre riparazioni sono garantite per 1 anno

Contratto di manutenzione

Più di un'estensione di garanzia di due anni, Il contratto di manutenzione PHENIX è un'assicurazione di tranquillità che offre molti vantaggi.



ISO 13485

VIVALTIS è certificata ISO 13485 dal GMED. In conformità alle normative europee vigenti, PHENIX Nano è un dispositivo medico di classe IIa.



PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UN MARCHIO DELLA SOCIETÀ VIVALTIS

www.vivaltis.com



VIVALTIS, CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO PER LA FISIOTERAPIA

Parc Euréka - 200 rue de Thor - 34000 Montpellier

Tel: (33) 4 67 27 48 89 - Fax: (33) 4 67 27 15 49

E-mail: marketing@vivaltis.com

SASU con un capitale di 249 520 € - Siret 42381946500034 APE 2660Z
N°Intracomunità FR61423819465

